



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihalsaufsatz, Hälse parallel, Kern NS 19/26, 2 Hülsen NS 19/26

33,66 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. B-2910 bis B-2915

Zwei parallele Hälse, mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Kern
Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0912
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2912
EAN	4058072306526
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhülse	1
Ausrichtung Seitenhülse	Parallel
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26
Normschliff für Seitenhülse Hülse	19/26

