



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Zweihalsaufsatz, Hälse parallel, Kern NS 24/29, 2 Hülsen NS 19/26

**34,39 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Best.-Nr. B-2910 bis B-2915**

Zwei parallele Hälse, mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Kern  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0913
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2913
EAN	4058072306533
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhülse	1
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	24/29
Ausrichtung Seitenhülse	Parallel
Normschliff für Seitenhülse Hülse	19/26

