











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



# Lenz Zweihalsaufsatz, Hälse parallel, Kern NS 24/29, 2 Hülsen NS 24/29

39,81 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



# **Beschreibung**

#### Best.-Nr. B-2910 bis B-2915

Zwei parallele Hälse, mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Kern Gefertigt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0914
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2914
EAN	4058072306540
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhälse	1
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29
Ausrichtung Seitenhälse	Parallel
Normschliff für Seitenhälse Hülse	24/29

