



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Intensivkühler mit Oliven, Hülse/Kern NS
29/32, Mantellänge 160 mm, Kühlfläche 240 cm²**

**104,99 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Intensivkühler (Doppelwandkühler) mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Mit Schlaucholiven aus Glas

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1196
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3198
EAN	4058072309350
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 160
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	240 cm ²
Material Oliven	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Intensivkühler
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12593

