



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Intensivkühler mit GL-Anschlüssen,
Hülse/Kern NS 29/32, Mantellänge 400 mm,
Wasseranschluss GL 14, Kühlfläche 650 cm²**

**145,33 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Intensivkühler (Doppelwandkühler) mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Wasseranschluss mit GL 14 Gewinde (mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoffoliven)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1204
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3206
EAN	4058072309435
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 400
Kühler Eigenschaften	mit abschraubbaren Oliven mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Kunststoffolive GL 14
Kühlfläche	650 cm ²
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Intensivkühler
Material Oliven	Polypropylen (PP)
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12593

