



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kolonne n. Hempel, Füllhöhe 300 mm,
Hülse/Kern NS 14/23, ohne Glasmantel**

**36,89 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kolonnen nach Hempel

Mit NS-Hülse und NS-Kern, ohne Glasmantel.
Zum Befüllen mit Füllkörpern (z.B. Glasperlen).
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1049
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3049
EAN	4058072307899
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	300 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

