



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Lenz Kolonne n. Hempel, Füllhöhe 500 mm,  
Hülse/Kern NS 24/29, ohne Glasmantel**

**56,05 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### Kolonnen nach Hempel

Mit NS-Hülse und NS-Kern, ohne Glasmantel.  
Zum Befüllen mit Füllkörpern (z.B. Glasperlen).  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1052
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3052
EAN	4058072307929
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	500 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29

