



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Lenz Kolonne n. Hempel, Füllhöhe 800 mm,  
Hülse/Kern NS 24/29, ohne Glasmantel**

**72,02 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### Kolonnen nach Hempel

Mit NS-Hülse und NS-Kern, ohne Glasmantel.  
Zum Befüllen mit Füllkörpern (z.B. Glasperlen).  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | LZ-1054            |
| Hersteller (Marke)       | Lenz               |
| alte neoLab ArtikelNr.   | B-3054             |
| EAN                      | 4058072307943      |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur     |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja                 |
| Farbe                    | transparent (klar) |
| Material                 | Borosilikatglas    |
| Form                     | gerade             |
| Höhe                     | 800 mm             |
| Kühler Eigenschaften     | mit Normschliff    |
| Material                 | Borosilikatglas    |
| Normschliff Hülse        | 24/29              |
| Normschliff Kern         | 24/29              |

