



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Kolonne n.Vigreux, Füllhöhe 200 mm,  
Hülse/Kern NS 14/23, mit aufgeschobenem  
Glasmantel**

**103,65 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

**Kolonnen nach Vigreux** mit aufgeschobenem Glasmantel  
Mit NS-Hülse und NS-Kern, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1083
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3084
EAN	4058072308230
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	200 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

