



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kolonne n.Vigreux, Füllhöhe 300 mm,
Hülse/Kern NS 24/29, mit aufgeschobenem
Glasmantel**

**111,96 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Kolonnen nach Vigreux mit aufgeschobenem Glasmantel
Mit NS-Hülse und NS-Kern, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1085
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3086
EAN	4058072308254
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	300 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29

