



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Kolonne n.Vigreux, Füllhöhe 600 mm,  
Hülse/Kern NS 24/29, mit aufgeschobenem  
Glasmantel**

**147,02 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

**Kolonnen nach Vigreux** mit aufgeschobenem Glasmantel  
Mit NS-Hülse und NS-Kern, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1087
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3088
EAN	4058072308278
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	600 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29

