



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kolonne n.Vigreux, mit Vakuummantel,
Füllhöhe 300 mm, Hülse/Kern NS 14/23**

**171,02 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kolonnen nach Vigreux mit angeschmolzenem Vakuummantel
Mit NS-Hülse und NS-Kern, mit angeschmolzenem Vakuummantel.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1090
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3092
EAN	4058072308308
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	300 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

