



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Kolonne n.Vigreux, mit Vakuummantel,  
Füllhöhe 300 mm, Hülse/Kern NS 29/32**

**207,46 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Kolonnen nach Vigreux** mit angeschmolzenem Vakuummantel  
Mit NS-Hülse und NS-Kern, mit angeschmolzenem Vakuummantel.  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1092
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3094
EAN	4058072308322
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	300 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

