



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kolonne n.Vigreux, mit Vakuummantel,
Füllhöhe 600 mm, Hülse/Kern NS 29/32**

**220,12 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kolonnen nach Vigreux mit angeschmolzenem Vakuummantel
Mit NS-Hülse und NS-Kern, mit angeschmolzenem Vakuummantel.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1094
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3096
EAN	4058072308346
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	600 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

