



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kolonne n.Vigreux, Füllhöhe 200 mm,
Hülse/Kern NS 14/23, ohne Glasmantel**

**58,58 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kolonnen nach Vigreux ohne Glasmantel

Mit NS-Hülse und NS-Kern, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.

Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1077
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3077
EAN	4058072308179
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Höhe	200 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

