



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Kolonnenkopf mit Ventilhahn, Kolonne NS 14/23, Vorlage NS 14/23

965,13 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kolonnenköpfe mit Ventilhahn

Mit PTFE-Ventil als Rückflussregler zur leichten und genauen Rücklaufeinstellung, mit Schliffhülse NS 14/23 für Thermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1095
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3097
EAN	4058072308353
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN®
Form	quadratisch
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn
Typ Kühler	Liebigkühler

