



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kugelkühler nach Allihn für Extraktoren,
mit Oliven, Kern NS 45/40, Extraktor 100 - 250
ml, Kühlfläche 200 cm²**

**99,85 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kugelhühler nach Allihn mit Normschliff für die Kondensation von Dämpfen bei der chemischen Synthese Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Kühler für Extraktoren Mit Wasseranschluss: Glasoliven oder GL 14 Gewinde mit Kunststoffoliven erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1155
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3157
EAN	4058072308957
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	250 ml
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	200 cm ²
Material Oliven	Borosilikatglas
Normschliff Kern	45/40
Typ Kühler	Kugelhühler

