



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Schlangenkühler mit Oliven, Hülse/Kern NS
29/32, Mantellänge 400 mm, Kühlfläche 820 cm²**

**134,02 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rückflusskühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Schlangenkühler: Mit Schlaucholiven aus Glas. Passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9-12 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1163
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3165
EAN	4058072309022
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 400
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	820 cm ²
Material Oliven	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Schlangenkühler

