



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Schlenkline Standardpaket mit Wiggens Drehschieberpumpe, R-8D

3.684,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das **neoLab-Schlenkline Standardpaket** aus hochwertigen Einzelteilen – zusammengeschnürt für Ihr chemisches Synthese-Labor. Mit leistungsstarken Drehschieberpumpen kann ein Hochvakuum von 0,002 mbar erreicht werden. So wird eine permanente wasser- und luftfreie Synthese gewährleistet. Die Schlenkline – von erfahrenen Glasbläsern in Deutschland handgefertigt – besteht aus beständigem Borosilikatglas, 5 Patent-2-Wege-Glashähnen und Oliven für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9 mm.

Lieferumfang:

- Wiggens Drehschieberpumpe F-1003
- Schlenkline
- Kühlfalle 100 ml
- passendes Dewar-Gefäß
- 5 m Vakuumschlauch, rot
- 5 m Silikonschlauch für Stickstoff/Argon, transparent
- 5 Edelstahl-Schlauchschellen 12-22 mm
- 5 Edelstahl-Schlauchschellen 16-27 mm
- 2 Gaswaschflaschen
- Dreiwegehahn aus PP mit PTFE Kükten

Alle Teile auch einzeln erhältlich auf [neolab.de](https://www.neolab.de)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-0001
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072160937
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas

