




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle Gewintheadapter PTFE GL45-S40

38,85 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Adapter für Lösemittelpumpe Mini 2-2350. Von GL 45 auf S 40. Aus chemisch resistantem PTFE.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1839
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	2-2351
EAN	4058072277253
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Gewinde	S 40

