



Bürkle Gewintheadapter ETFE GL45-GL32

Artikelbilder



Beschreibung

Adapter für Lösemittelpumpe Mini 2-2350. Von GL 45 auf GL 32. Aus chemisch resistantem PTFE.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1841
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	2-2353
EAN	4058072277277
Farbe	Weiß
Material	Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Gewinde	GL 32

