













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer





Eppendorf Adapter für PCR-Gefäße 0,2 ml für E-1880/-81, 6 St./Pack

16,50 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. E-1884

Adapter für PCR-Gefäße 0,2 ml

Zubehör für MiniSpin®- Zentrifuge, Eppendorf (Best.-Nr. E-1880 und E-1881)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	VB-1885
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1884
EAN	4058072419301
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Adapter wird benötigt für	PCR-Gefäße. 0.2 ml

