



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Combitips advanced Adapter 50 ml, hellgrau

11,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Adapter zum Einsetzen der Combitips advanced® in die Multipette®. Passend für Multipette® plus, Multipette® M4, Multipette stream® oder Xstream®. Für Combitips advanced mit einem Volumen von 50 ml.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0265
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-6410
EAN	4058072405458
Transporttemperatur	Raumtemperatur

