



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex PP Adapter für Calibrex™ 520 Dispenser, Gewinde Ø30 mm

17,68 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Calibrex® Dispenser werden mit jeweils 3 Gewintheadaptern geliefert.
Für weitere Flaschendurchmesser wählen Sie einen entsprechenden Adapter oder Adapterkombinationen um den gewünschten Durchmesser zu erhalten.

Das Modell 520 verfügt über ein 32 mm Basisgewinde.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0187
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7459
EAN	4058072367053
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Flaschen. rund
DM außen	30 mm
Farbe	Grau
Material	Polypropylen (PP)
Gewinde	Sondergewinde
geeignet zum	Fixieren/ Verbinden

