



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex PP Adapter für Calibrex™ 520 Dispenser, Gewinde Ø34 mm

**26,94 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Calibrex® Dispenser werden mit jeweils 3 Gewintheadaptoren geliefert.  
Für weitere Flaschendurchmesser wählen Sie einen entsprechenden Adapter oder Adapterkombinationen um den gewünschten Durchmesser zu erhalten.

Das Modell 520 verfügt über ein 32 mm Basisgewinde.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0188
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7460
EAN	4058072367060
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Flaschen. rund
DM außen	34 mm
Farbe	Grau
Material	Polypropylen (PP)
Gewinde	Sondergewinde
geeignet zum	Fixieren/ Verbinden

