



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex PP Adapter Ø 32-28 mm für Calibrex™ organo 525 und solutae 530 Dispensers

**17,58 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Calibrex® Dispenser werden mit jeweils 3 Gewintheadaptoren geliefert.  
Für weitere Flaschendurchmesser wählen Sie einen entsprechenden Adapter oder Adapterkombinationen um den gewünschten Durchmesser zu erhalten.  
Die Modelle 525 und 530 verfügen über ein 45 mm Basisgewinde.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0233
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7610
EAN	4058072367510
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Flaschen. rund
DM außen	32 mm
DM innen	28 mm
Farbe	Grau
Material	Polypropylen (PP)
Gewinde	GL 45
geeignet zum	Fixieren/ Verbinden

