



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex PP Adapter Ø 45-38 mm für Calibrex™ organo 525 und solutae 530 Dispensers

17,58 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Calibrex® Dispenser werden mit jeweils 3 Gewintheadaptoren geliefert.
Für weitere Flaschendurchmesser wählen Sie einen entsprechenden Adapter oder Adapterkombinationen um den gewünschten Durchmesser zu erhalten.
Die Modelle 525 und 530 verfügen über ein 45 mm Basisgewinde.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0235
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7612
EAN	4058072367534
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Flaschen. rund
DM außen	45 mm
DM innen	38 mm
Farbe	Grau
Material	Polypropylen (PP)
Gewinde	GL 45
geeignet zum	Fixieren/ Verbinden

