



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Silikonadapter für D-6018 und D-6019

**8,54 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Silikonadapter** passend für Pipetten mit einem Volumen von 0,1 bis 100 ml.  
Autoklavierbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-6026
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072118921
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	16 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Höhe	53 mm
DM Bohrung	6 mm
für Modell Pipettierhelfer	neoLab Line Pipettierhelfer. gelb neoLab Line Pipettierhelfer. pink

