



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## sunlab® Ersatz-Silikonadapter für D-8701

**10,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ersatz-Silikonadapter für Sunlab Pipettierhelfer SU1700 (D-8700) Passend für 0,1-100 ml Pipetten; autoklavierbar bei 121°C VE: 1 Stück

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8715
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072088385
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
für Modell Pipettierhelfer	Sunlab® digitaler Pipettierhelfer SU1700

