



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Ersatz-Silikonadapter

**25,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Ersatz-Silikonadapter

Zubehör für neoPipette Controller (Best.-Nr. D-6017)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-6023
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	D-6023
EAN	4058072061739
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	20 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Höhe	50 mm
DM Bohrung	4 mm
für Modell Pipettierhelfer	neoPipette

