



Hirschmann® Silikonadapter für Pipetus

Artikelbilder



Beschreibung

Silikonadapter

Zubehör für pipetus® Pipettierhilfe (Best.-Nr. 3-9909)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1703
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-9912
EAN	4058072336806
Durchmesser	15,5 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
Höhe	39 mm
DM Bohrung	8 mm
für Modell Pipettierhelfer	Hirschmann pipetus® Pipettierhilfe

