



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Silikon-Adapter mit Rückschlagventil, Zubehör zu accu-jet pro

14,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenadapter mit Rückschlagventil aus Silikon

Der Adapter sorgt für festen Sitz der Pipetten von 0,1 bis 200 ml.

Zubehör für accu-jet® pro (Best.-Nr. 3-2640 ff.)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0702
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-2658
EAN	4058072167776
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	15,5 mm
Farbe	Weiß
Material	Silikon
Höhe	55 mm
DM Bohrung	10 mm
für Modell Pipettierhelfer	BRAND-accu-jet® pro

