



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Pasteupipetten- Adapter für Acura® 835.02 und Calibra® 832.03

**29,74 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Adapter für Pasteurpipetten** aus PVDF

Mit 2 internen O-Ringen für einen festen Sitz der Glas Pasteur Pipetten (AD 6,5-7,2 mm).

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0408
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7857
EAN	4058072369217
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Silikon
für Modell Pipettierhelfer	Socorex Acura® 832.02 Calibra® 832.02

