



Thermo Scientific TX-400 Rotoradapter

Artikelbilder

Beschreibung

TX-400 Rotoradapter Thermo Scientific™ TX-400 Adapter eignen sich für runde Behälter im TX-400 Rotor. Beschreibung: 15 ml konisch
Röhrchengröße: 15 mL Fassungsvermögen: 15 ml Max. Tube Diameter: 16,5 mm Max. Tube Length: 121 mm Röhrchentyp: konisches
15-ml-Röhrchen Anzahl pro Packung: 4 Typ: Rotoradapter Unit Size: Pack of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2052
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292017054

