



Thermo Scientific TX-400 Rotoradapter

Artikelbilder

Beschreibung

TX-400 Rotoradapter Thermo Scientific™ TX-400 Adapter eignen sich für runde Behälter im TX-400 Rotor. Beschreibung: Flasche, 175/200/225/250 ml Fassungsvermögen: 175, 200, 225, 250 ml Max. Tube Diameter: 62 mm Max. Tube Length: 125 mm Röhrchentyp: 175, 200, 225, 250 ml-Flasche Anzahl pro Packung: 4 Typ: Rotoradapter Unit Size: Pack of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2101
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292017511

