



Thermo Scientific TX-750 Rundbecheradapter

Artikelbilder

Beschreibung

TX-750 Rundbecheradapter Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler. Beschreibung: 50 ml Röhren, konisch Röhrengroße: 50 mL Fassungsvermögen: 50 mL Röhrentyp: konisches 50-ml-Röhren Zur Verwendung mit (Geräte): Rundboden- und konische Röhren und Flaschen, Mikroröhren und Blutentnahmeröhren Typ: Rundbecher-Adapter Unit Size: Pack of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2025
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292016798

