



Thermo Scientific TX-750 Rundbecheradapter

Artikelbilder

Beschreibung

TX-750 Rundbecheradapter Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler. Beschreibung: 15 ml Röhrchen, konisch Röhrchengröße: 15 mL Fassungsvermögen: 15 ml Röhrchentyp: konisches 15-ml-Röhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmeröhrchen Typ: Rundbecher-Adapter Unit Size: Pack of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2026
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292016804

