



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Halter für 7 x 12 mm Reaktionsgefäße für Vortexmaster SU1902

21,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sunlab Vortexmaster SU1901 – die ökonomische Alternative. Dieser schwere Vortexmaster mit einem Gewicht von 4 kg, steht auch bei hohen Drehzahlen stabil auf der Arbeitsplatte. Aufsätze für Reaktionsgefäße (7 x 1,5/2 ml) oder Mikrotiterplatten als Zubehör erhältlich.

- mit Touch-, Timer- und Dauerfunktion
- Timer und Geschwindigkeit digital einstellbar
- 200 – 3000 UpM
- mit großem LED-Display
- Maße: 108 x 155 x 105 mm

Aufsatz für Sunlab® Vortexmaster SU 1901

Best.-Nr. D-8903: Für Reaktionsgefäße 7 x 1,5/2,0 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8903
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072086480
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Schaumstoff
Aufsatz ist geeignet für	Reaktionsgefäße. 7 x 1.5/ 2.0 ml (D-8903)
Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß	Reaktionsgefäße
für Modell Schüttler/ Rotator	Sunlab® Vortexmaster (D-8901)

