



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Reagenzglas-Schüttelaufsatz f. 36 Gläser bis 16 mm Ø, für 3-5095

**187,46 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Best.-Nr. 3-5094 Reagenzglas-Aufsatz Abb. 5**

Bis zu 36 Reagenzgläser mit max. 16 mm Ø können geschüttelt werden.

Zwei Klemmschrauben ermöglichen es, den Aufsatz von Position senkrecht stufenlos bis in 45° Neigung zu bringen.

Extrem langsame und intensiv konstante Drehbewegungen können hiermit ausgeführt werden.

Empfohlene max. Schüttelfrequenz: 800 U/min

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ZT-0576
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	3-5094
EAN	4058072629311
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Abbildung	5
Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß	Reagenzgläser/ Rührchen
für Modell Schüttler/ Rotator	neoLab Universal-Schüttler (3-5095)

