



## neoLab® Ersatz-Standard-Aufsatz

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Aufsätze für Vortex-Mixer Genie® 2, Genie® 2 T, Genie® 2 Digital

**Best.-Nr. 7-0510**

Ersatz Standardaufsatz

Art.-Nr.	7-0510
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072028473
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Abbildung	11
Aufsatz ist geeignet für	Reaktionsgefäße. Reagenzgläser. Zentrifugenröhrchen (Standardaufsatz)
Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß	Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen Reagenzgläser/ Röhrchen
für Modell Schüttler/ Rotator	neoLab Vortex-Mixer Genie® 2 (7-0092) neoLab Vortex-Mixer Genie® 2 T (7-0093) neoLab Vortex-Mixer Genie® 2 Digital (7-0094)

