



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Adapter für 48 Tubes, Ø 6 mm

27,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verschiedene Aufsätze für neoVortex

Best.-Nr. D-6033: Aufsatz für Tubes Ø 6 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Art.-Nr. | D-6033 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072061791 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Schaumstoff |
| Abbildung | 4 |
| Aufsatz ist geeignet für | PCR-Gefäße. 48 x 0.2 ml (D-6033) |
| Aufsatz ist geeignet für Typ Gefäß | PCR-Reaktionsgefäße |
| für Modell Schüttler/ Rotator | neoLab neoVortex. 0 -2500 UpM (D-6012) neoLab neoVortex. 2500 UpM (D-6013) |

