



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Drehteller für 20 Röhrchen 8-12 mm Ø, für Rotator

132,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Drehteller kann im Winkel zwischen 27° und 90° verstellt werden und ist mit wenigen Handgriffen auswechselbar. Einen passenden Adapter (2-1183) zur Verwendung von **zwei Drehtellern** finden Sie im Zubehör. Die Gefäße werden von den vinylüberzogenen Federstahl-Klammern fest gehalten.

Weitere Drehteller auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1179
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072055752
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ersatzteil	1-2131 1-2132
Kapazität	20
Material Drehteller	Aluminium
Material Klemme	Stahl pulverbeschichtet
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	10 ml
für Modell Schüttler/ Rotator	neoLabLine Rotator 10 UpM fix (2-1175) neoLabLine Rotator 5 bis 50 UpM (2-1184) neoLabLine Rotator 5 bis 50 UpM. digital (2-1185)
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

