



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## sunlab® Teller mit Klammern 60 x für 1,5 ml Reaktionsgefäße

**173,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Drehteller für Sunlab Rotator, digital

Der Teller wird auf dem Rotator fixiert.

Einen passenden Adapter (D-8504) zur Verwendung von **zwei Drehtellern** finden Sie im Zubehör.

Er ist mit Klammern bestückt, in die Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen verschiedener Volumina geklemmt werden können.

**Best.-Nr. D-8501:** 60 x 1,5 ml Reaktionsgefäße

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8501
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072024376
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ersatzteil	D-8505
Kapazität	60
Material Drehteller	Aluminium
Material Klemme	Stahl
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
für Modell Schüttler/ Rotator	Sunlab® Rotator. digital (D-8500)
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

