



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Ersatz Adapter von 2 ml auf 0,2 ml PCR

23,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ersatz-Einsätze für Rotor Sunlab Mini-Zentrifuge

Reduziereinsatz zum Zentrifugieren kleinvolumiger Gefäße.

Best.-Nr. D-8551: 2 ml auf 0,2 ml (PCR-Gefäße)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8551
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072024437
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Adapter wird benötigt für	PCR-Gefäße. 8 x 0.2 ml (D-8551)
für Modell Zentrifuge	Sunlab Mini-Zentrifuge

