



Heidolph Heat-On 1 Liter Aufsatz

Artikelbilder

Beschreibung

Dieser Heat-On Aufsatz ist geeignet für alle Anwendungen, bei der ein 1 Liter Rundkolben aufgeheizt werden soll. Die maximale Temperatur für den Dauergebrauch beträgt 260°C. Um dies mittels eines Temperaturfühlers genau zu messen, ist eine kleine Bohrung auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes vorhanden. Für den komfortablen und sicheren Transport des Heat-On Aufsatzes - insbesondere im heißen Zustand - sind optional Sicherheitsgriffe separat erhältlich. Für eine effiziente Reaktion ohne Medienverlust wird empfohlen, Lösungsmittelvolumina bis 500 ml zu verwenden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1377
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158710
EAN	4058072775834
Bruttogewicht	1.88
Nettogewicht	1.78000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.26000 m
Verpackungshöhe	0.27000 m
Verpackungstiefe	0.40000 m
Verpackungsvolumen	0.02800000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

