Deutschland



Heidolph Heat-On 4 Liter Aufsatz

Artikelbilder

neoLab





Beschreibung

Dieser Heat-On Aufsatz ist geeignet für alle Anwendungen, bei der ein 4 Liter Rundkolben aufgeheizt werden soll. Die maximale Temperatur für den Dauergebrauch beträgt 260°C. Um dies mittels eines Temperaturfühlers genau zu messen, ist eine kleine Bohrung auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes vorhanden. Für den komfortablen und sicheren Transport des Heat-On Aufsatzes - insbesondere im heißen Zustand - sind optional Sicherheitsgriffe separat erhältlich. Für eine effiziente Reaktion ohne Medienverlust wird empfohlen, Lösungsmittelvolumina bis 2 L zu verwenden.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	BH-1382
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158780
EAN	4058072775889
Bruttogewicht	5
Nettogewicht	4.00000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.27000 m
Verpackungshöhe	0.32000 m
Verpackungstiefe	0.46000 m
Verpackungsvolumen	0.04000000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

