




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Heat-On 4 Liter Aufsatz

1.016,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dieser Heat-On Aufsatz ist geeignet für alle Anwendungen, bei der ein 4 Liter Rundkolben aufgeheizt werden soll. Die maximale Temperatur für den Dauergebrauch beträgt 260°C. Um dies mittels eines Temperaturfühlers genau zu messen, ist eine kleine Bohrung auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes vorhanden. Für den komfortablen und sicheren Transport des Heat-On Aufsatzes – insbesondere im heißen Zustand – sind optional Sicherheitsgriffe separat erhältlich. Für eine effiziente Reaktion ohne Medienverlust wird empfohlen, Lösungsmittelvolumina bis 2 L zu verwenden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1382
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158780
EAN	4058072775889
Bruttogewicht	5
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.00000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.27000 m
Verpackungshöhe	0.32000 m
Verpackungstiefe	0.46000 m
Verpackungsvolumen	0.04000000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

