



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Kolbenaufsatz für 250 ml

136,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aufsätze für Sunlab-Magnetrührer

Aus Aluminium, für Rundkolben geeignet.

Kapazität: jeweils 1 Kolben

Bitte beachten Sie:

Wenn die Kolbenaufsätze im Einsatz sind, den Magnetrührer bitte nicht unbeaufsichtigt lassen !

Die Glaskolben müssen während des Abkühlvorgangs aus dem Kolbenaufsatz entfernt werden !

Aufgrund der verschiedenen Abkühlgeschwindigkeiten von Glas und Aluminium, kann es sonst zum Bruch des Glasgefäßes kommen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8151
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072018023
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Aluminium
Aufsatz ist geeignet für	Rundkolben 250 ml (D-8151)
Kapazität	1
für Gefäße mit Volumen bis	250 ml

