



## sunlab® Kolbenaufsatz für 500 ml

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

#### **Aufsätze für Sunlab-Magnetrührer**

Aus Aluminium, für Rundkolben geeignet.

Kapazität: jeweils 1 Kolben

#### Bitte beachten Sie:

*Wenn die Kolbenaufsätze im Einsatz sind, den Magnetrührer bitte nicht unbeaufsichtigt lassen !*

*Die Glaskolben müssen während des Abkühlvorgangs aus dem Kolbenaufsatz entfernt werden !*

*Aufgrund der verschiedenen Abkühlgeschwindigkeiten von Glas und Aluminium, kann es sonst zum Bruch des Glasgefäßes kommen.*

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8152
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072018030
Material	Aluminium
Aufsatz ist geeignet für	Rundkolben 500 ml (D-8152)
für Gefäße mit Volumen bis	500 ml

