



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## sunlab® Kolbenaufsatz für 100 ml Rundkolben

**136,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Aufsätze für Sunlab-Magnetrührer

Aus Aluminium, für Rundkolben geeignet.

Kapazität: jeweils 1 Kolben

Bitte beachten Sie:

Wenn die Kolbenaufsätze im Einsatz sind, den Magnetrührer bitte nicht unbeaufsichtigt lassen !

Die Glaskolben müssen während des Abkühlvorgangs aus dem Kolbenaufsatz entfernt werden !

Aufgrund der verschiedenen Abkühlgeschwindigkeiten von Glas und Aluminium, kann es sonst zum Bruch des Glasgefäßes kommen.

## Zusätzliche Informationen

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Art.-Nr.                   | D-8154         |
| Hersteller (Marke)         | sunlab         |
| EAN                        | 4058072160838  |
| Transporttemperatur        | Raumtemperatur |
| Material                   | Aluminium      |
| für Gefäße mit Volumen bis | 100 ml         |

